

SILLA DE RUEDAS GERIATRICA G-871

Silla geriátrica modelo italiano de traslado. Marco de acero, de gran diseño y comodidad, ajustables a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS

- . Marco de acero y ruedas de polí-carbonato.
- . Frenos de manos de gran agarre.
- . Asiento acolchado género ultra resistente.
- . Apoya brazos fijos.
- . Apoya pies fijos.

Parámetros principales

Ancho (cm.): 58

Alto (cm.): 89

Diámetro de la rueda grande (cm.): 40

Diámetro de la rueda pequeña (cm.): 15

Mayor carga (Kg.): 100

Transporte dimensión (cm.): 80* 28* 90

Peso neto: 10 kilos

Peso bruto: 12 kilos

