

ANDADOR DE PASEO CON 2 RUEDAS



Código 2401

- ✓ Andador Estándar fijo con 2 ruedas, liviano que permite movimiento independiente de los lados.
- ✓ Estructura de Aluminio de Alta resistencia. Tubo anodizado
- ✓ Plegable.
- ✓ Regulable en altura.
- ✓ Manillas de espuma de alta densidad.
- ✓ Regatón de goma antideslizante con placa de metal
- ✓ Dos ruedas delanteras duras de PU
- ✓ Garantía un año