

## Silla de Ruedas de Aluminio

- Por su bajo peso es ideal para el traslado de los pacientes
- Alta Resistencia
- Lavable

| Ítem                        | Código   |
|-----------------------------|----------|
| Silla de ruedas de aluminio | G-874LF5 |

## Especificaciones Técnicas

- ✓ Estructura de aluminio Ultra Liviana
- ✓ Apoyabrazos Fijos Recubiertos con espuma de alta densidad
- ✓ Apoya Pies de Metal Oscilantes
- ✓ Ruedas Traseras inflables, delanteras de goma dura
- ✓ Anillos propulsor moldeado y ergonómico
- ✓ Doble Cruceta
- ✓ Capacidad de Peso 110kgs
- ✓ Tapizado Doble con espuma
- ✓ Cubierta Removible, facilita la limpieza y mantención

