



G r ú a E l é c t r i c a

Modelo G150E SUNLIFT MIDI

Marca Sunrise Medical, procedencia España.

Es fácilmente manejable y adecuada para uso domiciliario y en residencias.

Se desmonta fácilmente para su almacenaje y transporte, cumpliendo los últimos estándares europeos de calidad.

Con un innovador diseño que potencia la seguridad, comodidad y rigidez de la grúa, presenta además dos rangos diferentes de elevación en función de la posición del cilindro, para adaptarse mejor a cada necesidad

Función traslado de paciente con mayor seguridad y comodidad.

Fabricada con perfil de acero cuadrado esmaltado de alta resistencia.

Con doble pulsador de seguridad, luces indicadoras del nivel de carga, y aviso audible contra descarga total al pulsar el control manual.

Con 2 batería recargable de 12 Vol. 4,5 Amperios-hora lo que proporciona una autonomía en uso de 60 movimientos dobles (arriba/abajo).

Una amplia asa ergonometrica de empuje lo que permite un manejo más cómodo desde distintas posiciones.

El asa esta cubierta con material antideslizante.

Arnés de ajuste rápido de fácil uso, diseñado para adecuarse con el 85% de las necesidades de los usuarios.

Especificaciones Técnicas:

Peso máximo de paciente	150 Kg.
Longitud total máxima	1,25 MT
Longitud total mínima	1,19 MT
Altura Total Máxima	1,85 MT
Altura total mínima	1,25 MT
Altura máxima de la percha	1,60 MT
Altura mínima de la percha	0,45 MT
Radio de giro	1,15 MT
Ancho pata abierta exterior	1,07 MT
Ancho pata abierta interior	0,99 MT
Ancho pata cerrada exterior	0,64 MT
Ancho pata cerrada interior	0,56 MT
Altura total de patas	10 CMS
Espacio libre de piso	30 CMS
Ruedas delanteras	7,5 CMS
Ruedas traseras	10 CMS
Peso mástil y brazo	18,5 Kg.
Peso conjunto base	17 Kg.
Peso baterías	3,7 Kg.
Corriente entrada cargador	230 V / 50 HZ
Corriente salida cargador	28 V 0,5 Amp

Protección contra choques eléctricos: Cargador Clase II
Grúa: fuente de alimentación interna.

Grado de protección contra choques: Cargador Tipo B
Grúa: Tipo B.

Garantía: 2 años



El cilindro puede anclarse en dos posiciones



Pulsadores de seguridad