

# Camilla Examinación de Tubo

Código 11521



- Camilla examinación de tubo.
- Estructura en tubo de acero 1 1/4 x 1,0mm.
- Revestimiento en pintura electroestática.
- Resistencia 150 kilos aproximadamente.
- Peso 18,9 kg.
- Medidas 190cms. x 60cms. x 84cms. de alto
- Alza tronco regulable.
- Tapiz tela pvc.
- Espuma de 3cms. a 15cms.
- Madera en terciado 15 cms.
- Regatones plásticos.