



Silla de Ruedas Esmaltada Negra Código 5626

Características

- Marco de acero esmaltado
- Ruedas de policarbonato ultra resistentes macizas
- Apoya pies fijos
- Doble cruceta
- Apoya brazos desmontables
- Asiento y respaldo lavables de pvc
- Ancho interior 46 cm



Parámetros principales

Ancho exterior (cm.): 60

Alto (cm.): 90 (apoya espalda)-100 (manillas)

Diámetro de la rueda grande (cm.): 61

Diámetro de la rueda pequeña (cm.): 15

Carga Máxima: (Kg.): 105

Transporte dimensión (cm.): 90*28 * 94

Peso neto: 21

Peso bruto: 23

