

ANDADOR FIJO PLEGABLE

Código 8018

- ✓ MARCA SUNCARE.
- ✓ ORIGEN TAIWAN.
- ✓ CERTIFICACIONES:
- ✓ ISO 9001 ISO 14385 FDA CE.

- ✓ ANDADOR EN ALUMINIO.
- ✓ REGATONES DE ALTA RESISTENCIA Y ANTIDESLIZANTES.
- ✓ ALTURA MAXIMA 930 mm
- ✓ ALTURA MINIMA 710 mm
- ✓ PESO 2,25 kg
- ✓ Garantía 1 año.

