



## Calzón para Incontinencia Urinaria Calcincont



### **Código: 5600**

Calzón en plástico forrado con una malla porosa hidro-repelente en tejido especial. La orina pasa a través de ella, siendo retenida luego por un absorbente común (pañal, apósito desechable o toallita). El absorbente debe introducirse por la abertura existente entre la malla y el plástico.

Corte anatómico. Elástico en las piernas y la cintura.

Broches a presión regulables de alta resistencia. No se oxidan.

Cinco tamaños

EP	P	M	G	EG
36/38	40/42	44/46	48/50	52/54

Fabricado en Brasil