



Silla de Ruedas Traumatológica

Código : 5733

Descripción General :

Silla de Rueda Apoya brazos desmontable , rueda inflable .
Cromada , piñonera desmontable y extensible

Especificaciones técnicas Diseño y estructura

Ancho Externo Total 65 cm.
Ancho Plegada 23 cm.
Ancho Interior Asiento 45cm x45cm
Altura Rueda Mayor (trasera) 59 cm.
Altura Rueda Inferior 20 cm.
Altura Total 87 cm.
Largo Total 104 cm.
Alto respaldo 40cm
Peso 19kg
Estructura Acero Cromado
Funcionalidad Rodamientos sellados autolubricantes, piñonera extensible



Especificaciones Funcionales

Rueda Mayor Inflable Neumática
Rueda Delantera de goma inyectable.
Freno Dos Posiciones
Codera Fija
Apoya pierna Altura Regulable. fijas
Tapiz de lona.
Soporte Pantorrilla Vinil Con Velcro ajustable
Manilla de empuje Goma Antideslizante
Cruceta Simple (una)
Peso que soporta 100 Kg
Apoya Pies Goma antideslizante
Funcionalidad Plegable Estructura Lavable