

## **ANDADOR DE PASEO CON 4 RUEDAS Y SILLIN**

Código 21535

- ✓ Andador plegable con 4 ruedas, de PU poliuretano macizas de 6.3" pulgadas
- ✓ Frenos independientes con activación por un toque.
- ✓ Estructura de aluminio, tubo de 7/8" de alta resistencia.
- ✓ Peso neto 4.5 kilos
- ✓ Plegable, ocupa espacio reducido.
- ✓ Regulable en altura de puños de 81cm. a 93cm.
- ✓ Manillas de espuma de alta densidad.
- ✓ Sillín de descanso acolchado impermeable y lavable.
- ✓ Canasto removible para transito de artículos varios.
- ✓ Pintura electrostática, de alta durabilidad.
- ✓ Peso máximo del usuario, 120 kilos
- ✓ Ancho total, 50 cm
- ✓ Altura al asiento, 55 cm
- ✓ Garantía un año

