

FICHA TECNICA

Nombre del Producto COLCHON ANTIESCARA CON MOTOR

Código 7902

Origen CHINA

**Descripción**

El colchón antiescaras se diseñó para el tratamiento de prevención de úlceras por presión en tratamientos a largo plazo domiciliarios u hospitalarios. El colchón en PVC se compone de 130 Células de elevada burbuja, particularmente confortable, que está fijado a la cama por solapas adicionales tanto en la parte superior como inferior. Muy fácil de instalar, mantener y utilizar gracias a la posibilidad de rango de confort de ajuste. La bomba se puede colgar a la cama por medio de dos ganchos.

Especificaciones Colchón

- * Dimensiones sin solapas adicionales Largo 195 cm. / Ancho 88cm. / Alto 7 cm.
- * Solapas adicionales de 50 cm de longitud 50 cm. (Parte superior y parte inferior)
- * Células Altura: 7 cm / 2,7 "
- * Material del colchón: EN71 grado médico PVC
- * Material de espesor: 0,35 mm.
- * Resistencia al frío: -30 grados
- * Número de células: 130
- * Peso soporte: 100 kg

Especificaciones Motor

- * eléctrica: CA 110 V/220V 50Hz/60Hz
 - * Presión de rango :50-150 mmHg
 - * de aire de salida: 4 -6 litros / min
 - * Tiempo de ciclo: 6 min
 - * Dimensiones Largo 25cm. / Ancho 13cm. / Alto 9.5cm.
 - * carcasa de plástico: Taiwán Chimei ABS
- Colgadores ajustables para adaptarse a cualquier tipo de marco de camas de hospital

Packing Caja

Certificación ISO-9001/2008

Instrucciones de Lavado No aplica
Guardar en un lugar seco.