

Camilla Maleta Plegable

Código 11518



- Camilla plegable tipo maleta con ruedas.
- Estructura en acero perfil 20 x 20 x 1,0 y 20 x 20 x 1,5 pletina 20 x 3,0
- Terciado de 10 a 12mm.
- Tapiz tela pvc resistente.
- Espuma de 3cms. densidad 15
- Pintura electroestática.
- Tapizado en tela pvc resistente.
- Orificio facial.
- Colores azul, verde, gris, negro, lila, etc.
- 4 ruedas metal – goma de 2”
- Resistencia 130 kgs. Aprox.
- Peso 19 kgs. aprox.
- Medidas 90 x 58 x 20 cms. plegada./180 x 58 x 70 cms. armada.