

CON DETECTOR IHB

60EH



Monitor de muñeca.

Display de LCD grande de fácil lectura.(47 x 39 MM)

Operación automática de un solo toque.

Función de apagado automático.

2 X 90 : dos usuarios de 90 memorias cada uno.

Caja de almacenaje compacta.

IHB , Irregular heart beat , detector de arritmias.

Clasificación de presión según WHO.

Año/mes/día/hora

CE

0197

Especificaciones:

Método de medición	:	Sistema oscilo métrico.
Indicador	:	Display digital de 47 x 39 mm de alto.
Rango de medición	:	Presión: 0 – 299 mmHg.
	:	Pulso : 40 - 180 latidos/min.
Precisión	:	Presión : +/- 3 mmHg.
	:	Pulso : +/- 5 %.
Fuente de poder	:	Pilas tamaño AAA x 2
Vida útil de la pila	:	Aproximadamente 250 mediciones.
Medidas exteriores	:	A 6.5 L 6.4 H 2.5 cm.
Peso	:	100 gr. Sin pilas.
	:	CE aprobado, conformidad con normas FDA y Rohs.