

**Monitor de Presión Arterial de Brazo,
de inflado automático
Modelo: UA631**



- ✓ DIGITAL CON INSUFLADO AUTOMATICO
- ✓ 60 MEMORIAS
- ✓ INDICA PROMEDIOS DE TODAS LAS MEDICIONES SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y PULSO.
- ✓ MUESTRA EN PANTALLA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y PULSO.
- ✓ DETECCIÓN DE ARRITMIA
- ✓ INDICA USO INCORRECTO DEL BRAZALETE
- ✓ BARRA LATERAL DE LA CONDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL.
- ✓ OPCIONALMENTE PUEDE UTILIZAR BRAZALETES TAMAÑO M O L.
- ✓ FUNCIONAMIENTO CON 4 PILAS TAMAÑO AA, O POR ADAPTADOR CA OPCIONAL.
- ✓ GARANTÍA EQUIPO: 5 AÑOS Y BRAZALETE: 1 AÑO