

# Lámpara Cuello Flexible

Código 11523



- Lámpara cuello flexible con ruedas
- Estructura de acero en tubo 7/8 x 10.
- Perfil 20 x 30 x 1,5 y tubo 3/4 x 10.
- 4 ruedas giratorias de 2" pulgadas.
- Pintura electroestática.
- Perillas 5/16 para regulación de altura.
- Pantalla flexible
- Esmaltada.
- Tubo porta flexible cromado.
- Interruptor en pantalla.
- Cable para enchufe 2 mts. aproximado.
- Peso 3,5 kgs. Aprox.
- Medidas 40 x 40 x 180 cms.