



Nebulizador de compresión de pistón

Marca Apex modelo Mini Plus.

Código 3746

Compresor de aire eléctrico de corriente alterna cuyo medicamento líquido lo convierte en neblina de finas partículas de alta calidad que penetran dentro de los pulmones.

Uso doméstico.

Componentes: Compresor mas set de nebulización (nebulizador + conexiones + boquilla, tres filtros y mascarillas adulto e infantil)



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Método de nebulización
- Requerimientos eléctricos
- Tamaño de las partículas
- Presión máxima
- Presión de funcionamiento
- Dimensiones
- Rango de T° y H° de funcionamiento
- Peso del producto
- Garantía

Compresor de pistón
220 V 60 HZ
Menos de 5 micras
35 psi
16 psi
14cm x 18.8 cm x 10 cm
10° - 40° c /30% - 95
1,6 kg.
2 años por defectos de fábrica.