



## Silla de Ruedas Termo Esmaltada

Código 5625



### Especificaciones Técnicas, diseño y Estructura.

Modelo.	Adulto Mayor discapacitado, traslado de paciente
Ancho Externo Total.	65 cm.
Ancho Plegada.	23 cm.
Ancho Interior Asiento.	45cm x 45cm
Altura rueda Mayor (trasera)	59 cm.
Altura Rueda Inferior.	20cm
Altura Total.	87cm
Largo Total.	104cm
Alto Respaldo.	40cm
Peso.	19Kg. (sin embalaje)
Estructura.	Acero Termo esmaltado
Funcionalidad.	Rodamiento sellados autolubricantes.

### Especificaciones Funcionales.

Freno.	Dos Posiciones
Codera.	Fija
Apoya Brazos	Desmontable
Apoya Piernas	Altura Regulables, Abatibles
Tapiz.	Poliuretano Lavable
Soporte Pantorrilla	Vinilo con velcro Ajustable
Manilla de Empuje	Goma Antideslizante
Cruceta	Simple
Peso que soporta	120Kg.
Apoya Pies	Goma Antideslizante
Funcionalidad.	Plegable. Estructura lavable