

Tabla Espinal Barnizada

Código 11527



- Tabla espinal barnizada.
- Terciado multiuso 15 cm y listón 2" x 1" cepillado.
- 4 correas de seguridad en huincha mochila de 3,8 cms.
- 4 broches tip top de 3,8 cms.
- Pintura acrílica naranja
- Medidas Adulto 180 x 50 . Peso aprox. 8 kgs.
Adulto 180 x 40 . Peso aprox. 6,5 kgs.
Infantil 150 x 40 . Peso aprox. 5,5 kgs.
Infantil 150 x 50 . Peso aprox. 6,0 kgs.