

Go-Go ELITE TRAVELER 3 y 4 RUEDAS
Código 10100 y 10700



Especificaciones	
Números de Modelos	3- Ruedas: SC40E 4- Ruedas: SC44E
Cap. máxima de sortear obstáculos	5.08 cms (2 pulgadas)
Colores disponibles	Rojo, Azul, Plata (paneles intercambiables)
Longitud Total	3- Ruedas 19.71cm (36.5 pulgadas) 4- Ruedas 100.96 cm (39.75 pulgadas)
Anchura Total	48.89 cm (19.25 pulgadas)
Peso total sin paquete de baterías	3- Ruedas 34.01 Kg (75 Libras) 4- Ruedas 35.60 Kg (78.5 Libras)
Pieza mas pesada una vez desmontado (sección)	3- Ruedas: 12.70 Kg (28 libras) 4- Ruedas: 14.74 Kg (32.5 libras)
Radio de Giro	3- Ruedas: 82.55 cm (32.5 pulgadas) 4- Ruedas: 109.85 cm (43.25 pulgadas)
Velocidad Máxima	Variable hasta 7.24 Km/h (4.5 mph)
Autonomía por carga	(Con baterías 12 AH) hasta 16.09 Km (10 Millas)
Distancia al suelo	6.35 cm (2.5 pulgadas) en la parte central
Capacidad de carga	117 Kg (260 libras)
Asiento Standar	Moldeado, material vinilo negro.
Sistema automotor	Tracción posterior, transeje sellado con motor CC de 24 voltios
Sistema de frenos dual	Electrónico, de recuperación y electromecánico)
Tipo de Rueda	Tipo: Macizas (rueda anti-pinchazo) Tamaño: 5 cm x 17.78 cm (2 x 7 Pulgadas); Frontal 6.35 cm x 20.32 cm.(2.5 x 8 pulgadas) ; posterior.
Requisitos de las Baterías	Tipo: Dos 12 V, ciclo profundo (AGM O Gel) Tamaño: 12 AH (17AH opcional) Peso: 4.08 Kg (9 libras) cada una (para baterías uniformes 12AH)
Peso del paquete de baterías	12AH: 9.07 Kg (20 Libras); 17AH: 14.96 Kg (33 Libras)
Cargador de batería	Cargador Externo
1.- Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno y el estado de baterías y ruedas. 2.- Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos , esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%	
NOTA: Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso	

Garantía limitada de 1 año: Componentes electrónicos
Garantía de 1 año: Diferencial - Motor - Frenos
Garantía Batería 6 meses