



Catre Clínico Manual con Barandas y Porta Suero

Código: 1504



- Catre clínico manual.
- Peso 50 kilos aproximadamente.
- Medidas desarmado 200 x 90 x 20 alto aproximado.
- Medidas armado 200 x 90 x 49 sin respaldo / 200 x 90 x 84 con respaldo.
- Estructura de Perfil y tubo de acero en sus medidas y espesores adecuado al producto.
- Pintura electroestática en su estructura.
- Cromado en respaldo y manillas
- Respaldo con terminación en melamina.
- Ruedas metal – goma, 2 con freno de 4"
- Resiste 150 kilos aproximadamente.
- Uso Hospitalario y/o Domiciliario
- Producto fabricado en Chile
- Garantía 1 año por defectos de fabricación.
- La garantía se hace efectiva en la fábrica, ubicada en la ciudad de Santiago, no cubriendo costos de traslado de una ciudad a otra.