

Bomba de Aspiración VacPro

Marca APEX

Código 3668



De fácil manejo y bajo nivel de ruido, se convierte en un producto apropiado para extracción de secreciones en casa. Dispone además de un manómetro de control de flujo de extracción y una perilla de regulación de la presión de succión muy accesible para un fácil monitoreo. También su mango anatómico y su diseño compacto, la hacen ideal para llevarla donde desee.

Especificaciones Técnicas:

Permite un ajuste de la presión de extracción que oscila entre 0 a 600 mm/Hg, que puede ser observado con el manómetro que se encuentra instalado cerca de la manilla de traslado, al igual que su perilla de graduación y el botón de encendido.

Su rango de flujo llega hasta los 22 litros por minuto.

Dimensiones: 20,6 cm de largo, 35,2 cm de ancho y 19,2 cm de alto

Peso: 3,3 Kg.

Capacidad del vaso: 800 c.c.

Potente motor sin necesidad de mantenimiento.

Nivel de ruido muy bajo: menos de 55 dB