

**SILLA DE RUEDA PEDIATRICA
G-980**



NUEVO diseño elegante y contemporáneo en silla de ruedas ligero se pliega en segundos debido a sus mecanismos de acción suave.

CARACTERISTICAS:

- Fabricada en Marco de aluminio,
- Apoya brazos abatibles y apoya pies fijos,
- Pintura termo esmaltada.
- Rueda Delantera goma dura rayo fibra
- Rueda trasera Inflable con Rayo metalico
- Peso: 15 kg
- Ancho del asiento: 35cm
- Color del asiento: Negro

<u>13KG</u>	<u>100KG</u>	<u>32CM</u>	<u>57CM</u>	<u>15CM</u>
<u>97CM</u>	<u>51CM</u>	<u>89CM</u>	<u>35CM</u>	<u>48CM</u>

