



## ABRIFLEX

**CÓDIGO 41088**  
TAMAÑO L

### ROPA INTERIOR ABSORBENTE

- PIERNA Y CINTURA ELASTICADA
- CON GEL SUPERABSORBENTE
- CINTURA HASTA 140 cms.
- ABSORCION: 2.400 ml
- 14 UNIDADES POR BOLSA
- ANATOMICO
- CAPA EXTERIOR TIPO TELA, PERMITE LA VENTILACION DE LA PIEL.
- CON BARRERA ANTIFUGA
- DOBLE CAPA AL CENTRO CON CANALES DE ABSORCION
- ABSORCION ESCALONADA
- IMPORTADO DE DINAMARCA

