

Descripción

Askina® Biofilm® T es un apósito hidrocoloide delgado, transparente, estéril para el tratamiento de heridas con capacidad de absorción del exudado residual.

Indicaciones

Se utiliza para heridas crónicas superficiales con bajo exudado (úlceras por presión, úlceras de pie), heridas agudas superficiales (quemaduras de grado uno y dos, abrasiones) y para heridas post-operatorias.



Ventajas

- Apto para cualquier contorno del cuerpo
- Absorbe los residuos gracias a su única formulación
- Transparente, permite la valoración visual permanente de cualquier herida
- Fácil de aplicar
- Permanece en lugar durante el baño

Información de pedido Askina® Biofilm® T

Tamaño	Unidades/caja	Referencia
10 cm x 10 cm	10	F72090
15 cm x 15 cm	10	F72097
20 cm x 20 cm	10	F72098