

## **Silla de Ruedas Geriátrica**

**Código KY904**

**Esmaltada Color Negro**

Marca: ROVEEN

Código completo: SIIMP0KY904B

Silla de Ruedas de paseo o Geriátrica de Acero Esmaltado muy resistente y cómoda. Diseñada para personas que no requieren de autopropulsión.

Absolutamente Plegable, para subirla al auto o guardarla.

Apoya Brazos Rebajado en la punta para aproximación a las mesas.





### **CARACTERISTICAS**

Silla de Estructura de Acero Esmaltada con pintura Termoconvertible, Electroestática.

Manillas en Asiento para Facilitar el Plegado de la Silla.

Apoya Brazos Desmontables, Altura Regulable y contruidos en Poliuretano Inyectado.

Protectores Laterales de plástico en asiento, contra la suciedad que levantan las Ruedas.

Ruedas Delanteras de PVC blandas y Traseras Inflables.

Pedales Apoya Pies Abatibles contruidos en PVC Rígido.

Sistema de Frenos Bilaterales de palanca en ambas Ruedas.

Pedal Trasero para ejercer Palanca y levantar Ruedas delanteras ante obstáculos.

Accesorio Regalo: Bombin para inflar las ruedas.

Ancho entre Ruedas (Abierta): 59 cms.

Ancho entre Ruedas (Cerrada): 25 cms.

Ancho Útil: 46 cms.

Profundidad del Asiento: 40 cms.

Alto del Respaldo: 41 cms.

Alto del suelo al Apoya Brazos: 47 cms.

Largo Total de la Silla: 95 cms.

Alto Total de la Silla: 87 cms.

Diámetro Rueda Trasera: 30 cms. (12 pulg. ).

Diámetro Rueda Delantera: 20 cms. (8 pulg. ).

Cojín: Oxford color negro. (limpieza paño húmedo).

Manillas: PVC.

Color Estructura: Negro.

Peso Máximo: 100 kgs.

Peso Neto: 15 kgs.

Cantidad por Caja: 1 unidad.

Empaque Cartón: 71 x 25 x 90 cms. Aprox.

Certificados: CE, TUV ISO9001:2000, ISO13485:2000.