

# BALANZA DIGITAL

HN-289



## HN-289

La balanza digital HN-289 de OMRON tiene tecnología de prendido y apagado automático. La balanza HN-289 se prende automáticamente cuando el usuario se para sobre la plataforma y se apaga automáticamente después de la medición. La balanza pesa en kilos y en libras y ofrece alta precisión con incrementos de 100g. Gracias a su diseño compacto y de vidrio templado, la balanza ofrece durabilidad y uso fácil para el hogar.



Plataforma delgada



Tecnología ON y OFF automático



Capacidad 150 kg



Pesa en kilogramos y libras



Plataforma de vidrio templado



Incrementos de 100 g

# BALANZA DIGITAL



## ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

### Caja

Unidad:

Caja Master:

Código UPC:

### Cantidad

1 unidad

6 unidades

073796842895

### Peso aprox.

1.52 kg

9.56 kg

### Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)

285 mm x 312 mm x 34 mm

302 mm x 245 mm x 245 mm

## ESPECIFICACIONES

### Capacidad:

5 a 150 kg (11 a 330 lb)

### Unidad mínima en la pantalla:

0.1 kg (0.2 lb)

### Alimentación:

1 pila 3V de litio (tipo CR2032)

### Temperatura/humedad de operación:

+5 a +35 °C (+41 a +95 °F) / 30 a 85% de humedad relativa

### Condiciones de almacenamiento:

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F) / 10 a 95 % de humedad relativa

### Vida útil de la pila:

Aproximadamente 1 año (con 4 mediciones al día)

### Dimensiones:


Aproximadamente 290 (ancho) x 270 (alto) x 22 (profundidad) mm (11 3/4" x 3/4" x 11 3/4")

### Peso:

Aproximadamente 1.2 kg (3.3 lb; incluyendo la pila)

### Contenido:

Balanza digital, 1 pila 3V de litio (CR2032), manual de instrucciones



NOTA: Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

