

CATRE ELÉCTRICO CON BARANDAS Y COLCHÓN

Código 1514



Marca	Kareway
Procedencia	China
Funciones Adicionales	Regulación respaldo-rodilla regulación de altura
Pintura	Esmaltada Anti-Corrosiva
Comando	Sistema de motor avanzado, 3 motores
Respaldo	Cabecera y piecera en PVC Lavable y desinfectable
Ruedas	4 ruedas una cara
Certificaciones	CE, FDA, TUV, ISO9001:2000, ISO13485:2000.
Largo Total Catre	216 cm.
Peso Neto	110 kg.
Soporta hasta	160 kg.
Articulaciones	En torso y piernas
Ancho Total	100 cm.
Regulación de Altura	desde 38 cm hasta 62 cm. máximo
Sistema de respaldo eléctrico de emergencia con 2 baterías de 9 volt (no incluidas, de uso limitado)	
Garantía	1 año
Incluye	Porta suero, Gancho para Urinario, Control Remoto.

- **Colchón de 3 pliegues. Altura 8 cm.**
- Forrado en tela impermeable color verde o azul.
- Espuma plástica de poliuretano de alta densidad con memoria. (Densidad 24)
- Forros con cierre (Se pueden lavar)