



Código: S1410

## Scooter Eléctrico

SPitFire

*Drive Medical*



### **Características del producto.**

Es un Scooter ligero y compacto. Además es sencilla y rápidamente desarmable, de tal manera que puede ser transportado en cualquier vehículo.

Por su tamaño puede ser usado tanto dentro como fuera de casa.

**¡ Compacto y ligero !**

## Beneficio del Producto

### Desarmable.

El Scooter permite desarmarlo en cinco partes (incluyendo canasto) fácilmente, sin necesidad de herramientas; de esta manera se puede transportar en cualquier vehículo.



### Asiento giratorio y respaldo plegable.

El asiento gira en 360° para que la persona se pueda subir al Scooter por donde mas le acomode. Su respaldo plegable reduce el espacio para su desmontaje y traslado.



### **Brazos abatibles y regulables en anchura.**

Los brazos abatibles facilitan el traspaso al Scooter. Además podemos regular la anchura de los brazos de manera fácil y rápida de acuerdo al ancho que necesite el usuario.



### **Mando de control ajustable.**

El mando tiene un brazo articulado que permite acercarlo o alejarlo del asiento de acuerdo a la comodidad del usuario. Para el ajuste, es sólo aflojar la perilla que tiene el brazo del mando y mover el brazo.



## Especificaciones Técnicas.

MODELO	SPITFIRE
Dimensiones	109 cm. de Largo x 48 cm de Ancho
Peso baterías	30 kilos
Baterías	12 volts. 12 amph.
Cargador	Entrada: 220 volts. Salida: 24 volts
Neumático delantero	200 x 50 macizos
Neumático trasero	200 x 50 macizos
Sistema de frenos	Frenos electromagnéticos.
Autonomía	15 km.
Velocidad	7 km. por hora
Peso máximo usuario	130 kg.

Medidas y Peso del **Embalaje** del scooter:

- Largo: 1,32 mts
- Ancho: 50 cm
- Alto: 50 cm
- Peso: 70 kg

**Garantía limitada de 2 años**

**Parte Electrónica: 12 meses de garantía limitada**

**Garantía Batería: 6 meses**

**Garantía es en Santiago de Chile. Se debe solicitar hora al Servicio Técnico.**

**El desgaste natural por el uso de los tapices, neumáticos y otras piezas, no está cubierto por la garantía.**