



Sabanilla Lavable Abena

Código 15563

Descripción:

- Sabanilla protectora lavable, con flaps (extensiones). Color azul
- Hecho de PU(poliuretano), poliéster, rayón y algodón
- El PU(poliuretano) evita las fugas al colchón y es transpirable.
- Capa suave cuya superficie de poliéster tejido asegura una absorción rápida y mantiene la piel seca.
- Tamaño: 85 x 90 cm
- Absorción: 2500 ml
- Proporciona una gran comodidad al paciente gracias a las diferentes capas de absorción y a que no se arruga debajo de él.
- Alternativa a las sabanillas desechables
- Envasado individualmente
- Etiqueta CE de conformidad con la Directiva de la UE sobre equipos médicos 93/42 / CEE, Anexo VII, clase 1
- OEKO-TEX, también conocido como "Textiles de confianza", es un sello de salud y medio ambiente utilizado en todo el mundo. El certificado garantiza que los textiles no contienen sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente.
- Fabricado en China para Abena A/S, Dinamarca bajo ISO 11948-1

Aplicación / Instrucción de Uso:

- Ideal para una protección extra en la cama.
- Fuera de servir en caso de saturación del pañal, también son muy útiles, mientras se muda al paciente.
- Los flaps o extensiones se introducen debajo del colchón para que no se mueva la sabanilla.
- Lavar antes de usar
- Puede ser lavado hasta 95°C y puesto en la secadora a temperatura media.
- Puede ser lavado hasta 300 veces.
- No usar suavizantes de telas ni blanquear.
- Tiene una construcción de superficie completa que asegura que no haya un encogimiento diferente en las capas cuando se lave.
- No debe plancharse

Almacenamiento y duración

- Almacenar en un lugar seco. Mantener alejado de la luz directa del sol.

