

SILLA MASS PLUS G-909B-46 INT II



Apoya brazos



Abatibles, plegable, desmontable
y rebajado para aproximación a
mesa. Con espuma de soporte y
protección lateral

Antivuelcos



Desmontables
y ajustables

Cinturón de seguridad



Cinturón de
seguridad pélvico

Sistema de liberación




Ruedas traseras con
sistema de liberación
rápida/ quick release

Sistema de guía



Para un plegado
fácil y seguro

Sistema de ajustes



Ajustable en dirección
horizontal en dos posiciones
cambiando centro de grave-
dad (estándar y amputados).
A su vez ajustable en tres
posiciones en la vertical
(altura)

Horquillas de aluminio



Posee tres
regulaciones
de altura

Apoya piernas



Apoya piernas ajustable
en 6 posiciones con
sistema botón click
abatible y desmontable

Garantía de 5 años