

BIO MED

CATRE MANUAL 2 Posiciones DMORE

Características

Catre clínico manual, con las funciones básicas que un paciente necesita:

- 1.-Subir y bajar respaldo
- 2.-Doblar y estirar las piernas

Características

- Inclinación de respaldo hasta 85°
- Elevación de las Piernas hasta 45°
- 2 Barandas de aluminio de 6 pilares, retráctiles y fáciles de operar, por cada lado
- Altura plano horizontal 50 cm
- Ruedas de acero, de 5', livianas, resistentes, silenciosas, permiten flexibilidad de movimientos, liviano y cómoda manipulación.
- Frenos en las cuatro ruedas
- Respaldos de polipropileno de alta densidad color blanco con aplicaciones en azul, de fácil limpieza e instalación
- Armado muy sencillo
- Peso máximo: 250 kg
- Dimensiones caja: 215x94x25 (cm), Peso: 71 kg
- Dimensiones libre: 205x90 (cm)
- Certificaciones: Europea CE, FDA, ISO 9001 e ISO 13485
- Hecho en China

1 AÑO DE GARANTÍA (por falla de fabricación)

Incluye

Porta suero de acero inoxidable, regulable en altura, 1 pc.
Porta bolsas de drenaje 2 pcs.

