

CATRE ELECTRICO DMORE

4 Posiciones c/Batería Recargable

BIO MED

Características

Moderno y elegante catre clínico, con todas la funciones que un paciente requiere y pueda operar, por si mismo

- 1.-Subir y bajar la altura
- 2.-Levantar y bajar el respaldo
- 3.-Doblar y estirar las piernas
- 4.-Los movimientos 2 y 3 simultáneamente
- 5.- Posición de función CRP, maniobra de reanimación Cardiopulmonar

Especificaciones

- Inclinación de respaldo hasta 85°
 - Elevación de las Piernas hasta 35°
 - Control de altura horizontal de 45 a 70 cm
 - 2 Barandas de aluminio de 6 pilares, retráctiles y fáciles de operar, por cada lado
 - Ruedas de acero, livianas, resistentes, silenciosas, permiten flexibilidad de movimientos, liviano y cómoda manipulación.
 - Frenos en las cuatro ruedas
 - Respaldos de polipropileno de alta densidad color blanco con aplicaciones en azul, de fácil limpieza e instalación
 - Armado muy sencillo
 - Batería de respaldo, en caso de corte de energía eléctrica**
 - Medidas Caja: 219x100x40 (cm)
 - Medidas Exteriores Catre: 215x90 (cm)
 - Peso: 95 kg
 - Peso Admisible: 250 kg
- 1 AÑO DE GARANTÍA (por falla de fabricación)
Hecho en China

Incluye

- Porta suero de acero inoxidable, regulable en altura, 1 pc.
- Porta bolsas de drenaje 2 pcs.

